

CERTIFIED
COMPANY

Three-dimensional
remodelling of
the body.

INNOVATIVE MACHINE
FOR BODY TONING.



medisculpt



biotec italia
Medical



biotec Italia

medisculpt

معجزه عضله سازی و چربی سوزی همزمان

تکنولوژی **Fit4[®]** (استفاده همزمان از ۴ هندپیس در نواحی مختلف)

تکنولوژی **Shiftpulse[®]** (عدم عادت عضله به محرک های انقباضی)

تکنولوژی **Reflex** (ایجاد میدان مغناطیسی به قدرت ۲٫۵ تسلا)

سیستم کولینگ **ACE** (افزایش طول عمر هندپیس تا ۵۰ هزار ساعت و درمانی یکنواخت)

ساخت ایتالیا، بالاترین کیفیت



3ME

بسیم رویان طب

وارد کننده لیزرهای پوست و لاغری



[@basimroyanteb](#)
[basimroyan.com](#)
info@basimroyan.com

تهران، سنول، شهرک سنول، کوچه نرگس، پلاک ۲۰
۰۹۹۰۲۲۰۱۲۰۴ - ۸۸۰۳۲۳۸۷ (۰۲۱)

امواج الکترومگنتیک با شدت بالا باعث ایجاد انقباضات شدید عضلانی می‌شود که به هیچ وجه با حرکات ارادی قابل انجام نیستند.



سیستم SHIFTPULSE از پدیده عادت کردن عضله به محرک انقباضی جلوگیری می‌کند و حداکثر انقباضات عضلانی را ایجاد می‌نماید.

- کاهش چشمگیر تعداد جلسات با استفاده همزمان از ۴ هندپیس در مناطق درمانی متفاوت
- قابلیت درمان مناطق وسیع تر و در نتیجه تسریع درمان
- تقویت عضله و کاهش چربی همزمان در ناحیه درمان
- منوی از پیش تعیین شده درمان و منوی قابل تنظیم
- خنک کننده ACE برای هندپیس ها
- بدون دوران نگاهت

تکنولوژی Fit4®: به کمک این تکنولوژی شما میتوانید به طور همزمان ۴ ناحیه متفاوت از بدن را درمان کنید و به سرعت درمانی غیرقابل باوری برسید.

تکنولوژی SHIFTPULSE

در تکنولوژی SHIFTPULSE که تنها مختص دستگاه MEDISCULPT می باشد، دستگاه به صورت خودکار می تواند بوسیله تغییر مداوم پالس، انرژی و فرکانس در طول زمان درمان، از عادت کردن عضلات به تحریکات یکسان و مداوم در عضله جلوگیری کند. این نوسانات خودکار و پی در پی در پارامترهای درمانی در طول درمان باعث بیشترین تحریک و انقباض عضلانی در عضلات در مقایسه با سایر دستگاه های مشابه گردیده است.



تکنولوژی REFLEX

تکنولوژی منحصر به فرد REFLEX می تواند به کمک هسته فرومگنتیک خود تا شدت بالای ۲٫۵ تسلا قدرت مغناطیسی ایجاد نماید که باعث پولاریزاسیون و دیپولاریزاسیون در عضلات مربوطه شده و تحریک انقباضی را در ۱۰۰٪ توده های عضلانی تقویت می نماید.



تکنولوژی ACE (کولینگ چرخشی)


سیستم کولینگ چرخشی تعبیه شده در هندپیس ها، موجب دفع گرمای ایجاد شده در آن ها شده و با حفظ خصوصیات مکانیکی مولد امواج در هندپیس ها شما قادر خواهید بود درمانی کاملا یکنواخت در طول زمان درمان تجربه نمایید و همچنین این خصوصیت باعث طول عمر بسیار بالای هندپیس ها در مقایسه با سایر دستگاه های مشابه گردیده است، به طوری که سایر دستگاه ها دارای مصرفی در تعویض هندپیس ها می باشند.



عملکرد دستگاه MEDISCULPT

با کمک هسته فرومگنتیک، امواج مغناطیسی متمرکز با شدت بالا ۲٫۵ تسلا تولید می شود که منجر به تحریک عضلات، بالا رفتن گردش خون و انقباض غیرارادی آن ها شده که به هیچ وجه این مقدار انقباض با ورزش های عادی به دست نخواهد آمد. در نتیجه این انقباضات ۲ اتفاق رخ میدهد:

- ۱ افزایش حجم عضلانی (در نتیجه انقباضات مکرر با شدت بالا و طولانی مدت)
- ۲ کاهش سلول های چربی (در نتیجه افزایش متابولیسم ناحیه ای که تحریک شده است)



:MEDISCULPT

تنها دستگاه عضله ساز و چربی سوز بدون مصرفی، بدون درد و عوارض

رابط کاربری آسان

با توجه به وجود تاج اسکرین رنگی بزرگ تعبیه شده در این دستگاه و نمایش اطلاعات درمانی به صورت مرحله به مرحله، شما می‌توانید به راحتی پارامترهای درمانی مورد نظرتان را ایجاد نمایید.

شخصی سازی درمان

با استفاده از منوی FREE MODE شما می‌توانید تمامی پارامترهای درمانی نظیر شدت امواج الکترومگنتیک، زمان درمان و فرکانس درمان را برای هر بیمار به صورت شخصی تنظیم نمایید.

Integration and technology

بدون عوارض و درد

این دستگاه با استفاده از تکنولوژی ACE و با کمک هسته منحصر به فرد فرومگنتیک تعبیه شده در هندپیس، درمانی کاملا بدون درد و عوارض را به ارمغان می‌آورد.

بدون مصرفی

متریال خاص هسته فرومگنتیک تعبیه شده در داخل هندپیس ها با طول عمر بسیار بالا، موجب حذف هزینه های مصرفی در این دستگاه گردیده است.

نتایج درمان

- عضله سازی در نواحی مختلف بدن
- کاهش چاقی موضعی
- درمان اسپاسم و توانبخشی عضلانی
- بهبود گردش خون موضعی
- کاهش دیاستاز رکتوس
- جدایش شکمی پس از زایمان
- تحریک عضلات ساق پا پس از جراحی
- برای جلوگیری از ترومبوز و زخم وریدی



Before

30 days after 6 sessions



Before

60 days after 4 sessions



medisculpt

TECHNICAL CHARACTERISTICS

SUPPLY VOLTAGE	230 VAC - 50/60Hz
MAXIMUM POWER	1900VA (Operating mode, 4 handpiece @ intensity 100%)
FUSES	2 X F10A
SAFETY CLASS AND TYPE OF APPLIED PART	I BF
DIMENSIONS	500X500X1300mm
WEIGHT	60Kg

MAGNETIC FIELD

MAXIMUM POWER DENSITY MEDIUM APPLICATOR	UP TO 2.5 T
MAXIMUM POWER DENSITY LARGE APPLICATOR	UP TO 2.5 T
PULSE DURATION	280 μ s

A SOLID COMPANY

Since 1993 Biotec Italia has been combining highly technological know-how with a strong scientific vocation and a natural predisposition for generating aesthetic well-being. Designing, producing and marketing technological devices for the medical aesthetic sector and high-profile cosmetics products is a real mission for Biotec Italia. With offices in Dueville (VI) and London, Biotec Italia is one of the world's leading players in the sector.

100% MADE IN ITALY

The entire production process, from design to assembly and quality testing, is absolutely Italian. To the warranty of technological excellence, Biotec combines the punctuality and competence of its after-sales service, the professionalism of the Biotec Italia Academy specialists, leaders in the scientific field, and the irrefutable effectiveness of the sales and marketing training given to Biotec Italia clients.

FROM DESIGN TO IMPLEMENTATION

From conception and design to production and after-sales. A brilliant R&D department, an innovative anechoic chamber for testing and efficient production and logistics facilities are essential for the development of the heart of the business: research, innovation and application, all managed and controlled by the group at its Italian headquarters in Dueville (VI).

CERTIFICATIONS AND GUARANTEES

Biotec Italia has achieved double certification: both the authoritative ISO 9001, guaranteeing the company's absolute compliance with the strict regulations in force in Italy, and the "CE" mark to confirm the technological efficiency of its machinery.



biotec Italia
Medical

BIOTEC ITALIA S.R.L.
ITALY_36031 DUEVILLE (VICENZA)



ISO 13485
BUREAU VERITAS
Certification



CE 1370



بسیم رویان طب
وارد کننده لیزرهای پوست و لاغری